

**Siringhe per autocampionatori GC Agilent****Trajan Scientific**

Siringhe per autocampionatori GC Agilent. Siringhe GC per autocampionatori Agilent 7673, 7683 e 6850 con ago fisso o removibile due differenti diametri di ago e aghi conici elevata riproducibilità, basso riporto.



Code	Description	Packaging
LLG06050962	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, ago fisso, 10 µl	6 pz
LLG06072528	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, ago fisso, 5 µl	6 pz
LLG06089587	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, ago fisso, 10 µl	1 pz
LLG06203350	Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, ago fisso, 5 µl	1 pz
LLG06204103	Siringa GC, calibro OD 23-26s (0,63/0,47)mm, ago fisso, 5 µl	6 pz
LLG06205076	Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, ago fisso, 5 µl	6 pz
LLG06206502	Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, ago fisso, 10 µl	6 pz
LLG06226427	Siringa GC, calibro OD 23-26s (0,63/0,47)mm, ago fisso, 10 µl	1 pz
LLG06228788	Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, ago removibile, 0,5 µl	1 pz
LLG06254971	Siringa GC, calibro OD 23-26s (0,63/0,47)mm, ago fisso, 10 µl	6 pz
LLG09221270	Siringa GC, calibro OD 23-26s (0,63/0,47)mm, ago fisso, 5 µl	1 pz
LLG09221271	Siringa GC, calibro OD 23-26s (0,63/0,47)mm, ago fisso, 10µl tenuta gas	1 pz
LLG09221272	Siringa GC, calibro OD 23-26s (0,63/0,47)mm, ago fisso, 10µl tenuta gas	6 pz
LLG09221273	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, ago fisso, 5 µl	1 pz
LLG09221274	Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, ago fisso, 10 µl	1 pz
LLG09221275	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, ago removibile, 0,5 µl	1 pz
LLG09221276	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, ago removibile, 1 µl	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

