

**Cuvette W680****Tintometer**

Cuvette W680. Cuvette prodotte in vetro ottico 17 mm x 75 mm, per Comparatore 2000+ e Comparatore 3000 per utilizzo di campioni non riscaldati (fino a 40 °C). Altre versioni sono disponibili a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09600781	Cuvette W680, Tipo WG/OG/10, Cammino ottico 10 mm	1 pz
LLG09600782	Cuvette W680, Tipo WG/OG/25, Cammino ottico 25 mm	1 pz
LLG09600784	Cuvetta W 680/OG/40, percorso ottico 40 mm, calibrata a 20 ml	1 pz
LLG09947172	Cuvetta W 680/OG/2.5, percorso ottico 2,5 mm	1 pz
LLG09947173	Cuvetta W 680/OG/5, percorso ottico 5 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

