

**Siringhe per autocampionatori CTC****Trajan Scientific**

Siringhe per autocampionatori CTC. Tipo A - siringhe per CTC Analytics HTS, HTC e LC PAL (punta ago: LC) - Tipo B - siringhe per CTC Analytics CombiPal e GC PAL con ago fisso o removibile, due differenti diametri dell'ago (punta ago: cono). Alta riproducibilità, basso riporto.



| Code        | Description                                                                                                                      | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06269487 | Siringa per CTC/Thermo, Tipo B 10µl ago remov.50mm<br>Calibro(OD)26(0,47)mm                                                      | 1 pz      |
| LLG07607297 | Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, tipo B, ago 50mm, ago fisso, 10 µl                                                           | 1 pz      |
| LLG07607298 | Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, tipo B, ago 50mm, ago fisso, 5 µl                                                            | 1 pz      |
| LLG07612636 | Siringa per CTC/Thermo, Tipo A 10µl, ago fisso 50mm,<br>Calibro(OD)26(0,47)mm                                                    | 6 pz      |
| LLG07628136 | Siringhe per autocampionatori CTC / Thermo, a tenuta di Gas, 25F-C/T-0.63C, 25 µl                                                | 1 pz      |
| LLG07628769 | Siringa per CTC/Thermo, Tipo A 10µl, ago remov.50mm,<br>Calibro(OD)26(0,47)mm                                                    | 1 pz      |
| LLG07629523 | Siringa, Tipo A 10(tenuta Gas)µl, ago remov.50mm,<br>Calibro(OD)26(0,47)mm                                                       | 1 pz      |
| LLG07631444 | Siringhe per autocampionatori CTC / Thermo, Tipo A, 10 µl, Lungh.<br>ago 50 mm, Calibro (OD) 26 (0,47) mm, ago fisso             | 1 pz      |
| LLG07639848 | Siringhe per autocampionatori CTC / Thermo, Tipo B, 10 µl,<br>Lunghezza ago 50 mm, Calibro (OD) 26 (0,47) mm, Tipo di ago: fisso | 1 pz      |
| LLG07656984 | Siringa per CTC/Thermo, Tipo A 10µl, ago fisso 50mm,<br>Calibro(OD)23(0,63)mm                                                    | 1 pz      |
| LLG07900714 | Siringa per CTC/Thermo, Tipo A 5µl, ago fisso 50mm,<br>Calibro(OD)26(0,47)mm                                                     | 1 pz      |
| LLG09221286 | Siringa GC, calibro OD 22 (0,72)mm, tipo A, ago fisso 51mm 25µl<br>tenuta gas                                                    | 1 pz      |
| LLG09221287 | Siringa GC, calibro OD 22 (0,72)mm, tipo A, ago fisso 51mm 100µl<br>tenuta gas                                                   | 1 pz      |
| LLG09221288 | Siringa GC, calibro OD 22 (0,72)mm, tipo A, ago remov.51mm 250µl<br>tenuta gas                                                   | 1 pz      |
| LLG09221289 | Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, tipo B, ago fisso 50mm, 10µl<br>tenuta gas                                                   | 1 pz      |
| LLG09221290 | Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, tipo B, ago fisso 50mm, 10µl<br>tenuta gas                                                   | 6 pz      |
| LLG09221291 | Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, tipo B, ago fisso 50mm,10 µl                                                                 | 6 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

