

**Siringhe per autocampionatori CTC****Trajan Scientific**

Siringhe per autocampionatori CTC. Tipo A - siringhe per CTC Analytics HTS, HTC e LC PAL (punta ago: LC) - Tipo B - siringhe per CTC Analytics CombiPal e GC PAL con ago fisso o removibile, due differenti diametri dell'ago (punta ago: cono). Alta riproducibilità, basso riporto.



Code	Description	Packaging
LLG06269487	Siringa per CTC/Thermo, Tipo B 10µl ago remov.50mm Calibro(OD)26(0,47)mm	1 pz
LLG07607297	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, tipo B, ago 50mm, ago fisso, 10 µl	1 pz
LLG07607298	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, tipo B, ago 50mm, ago fisso, 5 µl	1 pz
LLG07612636	Siringa per CTC/Thermo, Tipo A 10µl, ago fisso 50mm, Calibro(OD)26(0,47)mm	6 pz
LLG07628136	Siringhe per autocampionatori CTC / Thermo, a tenuta di Gas, 25F-C/T-0.63C, 25 µl	1 pz
LLG07628769	Siringa per CTC/Thermo, Tipo A 10µl, ago remov.50mm, Calibro(OD)26(0,47)mm	1 pz
LLG07629523	Siringa, Tipo A 10(tenuta Gas)µl, ago remov.50mm, Calibro(OD)26(0,47)mm	1 pz
LLG07631444	Siringhe per autocampionatori CTC / Thermo, Tipo A, 10 µl, Lungh. ago 50 mm, Calibro (OD) 26 (0,47) mm, ago fisso	1 pz
LLG07639848	Siringhe per autocampionatori CTC / Thermo, Tipo B, 10 µl, Lunghezza ago 50 mm, Calibro (OD) 26 (0,47) mm, Tipo di ago: fisso	1 pz
LLG07656984	Siringa per CTC/Thermo, Tipo A 10µl, ago fisso 50mm, Calibro(OD)23(0,63)mm	1 pz
LLG07900714	Siringa per CTC/Thermo, Tipo A 5µl, ago fisso 50mm, Calibro(OD)26(0,47)mm	1 pz
LLG09221286	Siringa GC, calibro OD 22 (0,72)mm, tipo A, ago fisso 51mm 25µl tenuta gas	1 pz
LLG09221287	Siringa GC, calibro OD 22 (0,72)mm, tipo A, ago fisso 51mm 100µl tenuta gas	1 pz
LLG09221288	Siringa GC, calibro OD 22 (0,72)mm, tipo A, ago remov.51mm 250µl tenuta gas	1 pz
LLG09221289	Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, tipo B, ago fisso 50mm, 10µl tenuta gas	1 pz
LLG09221290	Siringa GC, calibro OD 26 (0,47)mm, tipo B, ago fisso 50mm, 10µl tenuta gas	6 pz
LLG09221291	Siringa GC, calibro OD 23 (0,63)mm, tipo B, ago fisso 50mm,10 µl	6 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

