

**Ferrule per GC Perkin-Elmer****Trajan Scientific**

Ferrule per GC Perkin-Elmer. Ferrule di alta qualità in 100% grafite o 15% Grafite / 85% Vespel.
Tipo A - 15% grafite / 85% Vespel, per iniettori e rivelatori a pressione atmosferica (es FID). Tipo
C - 100% grafite, per iniettori e rivelatori a pressione atmosferica (non per GC-MS).



Code	Description	Packaging
LLG09221284	Ferrule per Perkin-Elmer GC colonna ID 0,1-0,32mm, tipo C, ferrula ID 0,5mm	10 pz
LLG09221285	Ferrule per Perkin-Elmer GC colonna ID 0,45-0,53mm, tipo C, ferrula ID 0,8mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

