

**Siringhe per autocampionatori GC Perkin-Elmer****Trajan Scientific**

Siringhe per autocampionatori GC Perkin-Elmer. Siringhe GC per tutti gli autocampionatori Perkin-Elmer es. Clarus. Con ago fisso o removibile. Due diversi diametri di ago. Tutti gli aghi sono lunghi 70mm con punta conica. Alta riproducibilità, basso riporto.



Code	Description	Packaging
LLG06204955	Siringhe per autocampionatori GC Perkin-Elmer, a tenuta di gas, 5 µl, ago fisso, calibro 23 (0,63), lunghezza ago 70 mm, punta conica	1 pz
LLG06490100	Siringhe per autocampionatori GC Perkin-Elmer, 50 µl, Ago fisso, Calibro 23 (0,63), Lunghezza ago 70 mm, Forma punta Conica	1 pz
LLG09221281	Siringa per GC Perkin-Elmer, calibro OD 26 (0,47)mm, ago fisso, 5 µl	1 pz
LLG09221282	Siringa per GC Perkin-Elmer, calibro OD 23 (0,63)mm, ago fisso, 5 µl	1 pz
LLG09221283	Siringa per GC PerkinElmer calibro OD 26 (0,47)mm ago fisso 5µl tenuta gas	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

