

**Provette con tappo vincolato, BIO-CERT® qualità PCR****BRAND**

Provette per reazioni, BIO-CERT® qualità PCR. Per PCR-set-up, stoccaggio di campioni per PCR e altre applicazioni che richiedono alti livelli di pulizia.

- Coperchio con chiusura a pressione, ad alta tenuta.
- Il tappo può essere aperto o chiuso con una sola mano.
- Graduate.
- Esenti da DNA, RNasi, DNasi, pirogeni, endotossine e inibitori della PCR.
- Autoclavabili a 121 °C (2 bar) secondo DIN EN 285.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

