

**Filtri siringa CHROMAFIL, Poliestere (PET)****Macherey Nagel**

Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET).

I filtri per siringa CHROMAFIL® sono utilizzati per filtrazione di materiale in sospensione in campioni liquidi.

- Membrana idrofila per solventi polari e non polari.
- Il filtro HPLC è particolarmente adatto per le miscele di acqua e solventi organici; per determinazione TOC / DOC; non citotossico, non inibisce la crescita di microrganismi e cellule maggiori.

Filtro in poliestere con prefiltro integrato in fibra di vetro (GF / PET): consigliato per soluzioni con un alto carico di particolato o per soluzioni ad alta viscosità.

Certificazione-HPLC disponibile su Internet.

Alloggiamento in PP

Migliore stabilità ai solventi rispetto ai filtri in acrilato e polistirene.

Gusci sigillati ultrasonicamente, non incollati

Nessun componente estraibile dalla colla.

Filtrazione possibile in entrambe le direzioni, il liquido non può bypassare le membrane.

Luer Lock sul lato di ingresso

Connessione sicura sul lato "alta pressione".

**Deflettore**

Il flusso di liquido è ugualmente distribuito sull'intera superficie della membrana: questo consente un utilizzo migliore dell'area totale; i filtri non si intasano velocemente; si ha elevata efficienza di flusso.

ChromafilXtra:

- Etichettati per validazione metodo e certificazione.
- Alloggiamento in polipropilene piano incolore.
- Stampa per identificazione diretta del tipo di membrana, del diametro e della dimensione dei pori.

Tutti i filtri possono essere autoclavati a 121°C e 1.1 bar per 30 minuti.



Code	Description	Packaging
MNL729020	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 0.45 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729020400	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 0.45 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	400 pz
MNL729021	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 0.20 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729021400	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 0.20 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	400 pz
MNL729022	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 15 mm, Dimensione pori 0.20 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729023	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 15 mm, Dimensione pori 0.45 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729032	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 1.0/0.20 µm, Materiale membrana GF/PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729032400	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 1.0/0.20 µm, Materiale membrana GF/PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	400 pz



Code	Description	Packaging
MNL729033	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 1.0/0.45 µm, Materiale membrana GF/PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729033400	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL®, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 1.0/0.45 µm, Materiale membrana GF/PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	400 pz
MNL729220	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL® Xtra, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 0.45 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729220400	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL® Xtra, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 0.45 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	400 pz
MNL729221	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL® Xtra, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 0.20 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729221400	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL® Xtra, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 0.20 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	400 pz
MNL729222	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL® Xtra, Ø membrana 13 mm, Dimensione pori 0.20 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729223	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL® Xtra, Ø membrana 13 mm, Dimensione pori 0.45 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz



Code	Description	Packaging
MNL729229	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL® Xtra, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 1.20 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	100 pz
MNL729229400	Filtri siringa CHROMAFIL®, Poliestere (PET), Tipo CHROMAFIL® Xtra, Ø membrana 25 mm, Dimensione pori 1.20 µm, Materiale membrana PET, Materiale dell'alloggiamento PP, Sterile No, Autoclavabile Sì, Connessione ingresso Luer-Lock femmina	400 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

