



Sistema universale di protezione HPLC NUCLEOGUARD, kit di avviamento supporto per colonna di guardia

Macherey Nagel

Il sistema di protezione universale NUCLEOGUARD è un innovativo e universale supporto per precolonne HPLC da 4x2 mm e 4x3 mm. Adatto a tutte le colonne HPLC analitiche con raccordi da 1/16". Per proteggere la colonna HPLC principale, garantendone una durata maggiore.

Facilità d'uso grazie al design in due parti.

Dim. colonna di guardia: lunghezza 4 mm, diametro interno 2 o 3 mm.



Code	Description	Packaging
MNL718981	Sistema universale di protezione HPLC NUCLEOGUARD, kit di avviamento supporto per colonna di guardia	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

