

**Condensatore DURAN® Liebig****Duran**

Condensatore Liebig in vetro DURAN®. Con 2 giunti di smerigliati standard e 2 raccordi filettati per tubo in plastica.

Superficie di scambio termico relativamente piccola e quindi capacità di raffreddamento relativamente bassa. Applicazione tipica: separazioni per distillazione.



| Code        | Description                                                                                                             | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07021966 | Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 14/23, lunghezza camicia 160 mm | 1 pz      |
| LLG07021967 | Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 14/23, lunghezza camicia 250 mm | 1 pz      |
| LLG07021968 | Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 250 mm | 1 pz      |
| LLG07021969 | Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 250 mm | 1 pz      |
| LLG07021970 | Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 400 mm | 1 pz      |
| LLG07021971 | Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 400 mm | 1 pz      |