

**Condensatore DURAN® Liebig****Duran**

Condensatore Liebig in vetro DURAN®. Con 2 giunti di smerigliati standard e 2 raccordi filettati per tubo in plastica.

Superficie di scambio termico relativamente piccola e quindi capacità di raffreddamento relativamente bassa. Applicazione tipica: separazioni per distillazione.



Code	Description	Packaging
LLG07021966	Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 14/23, lunghezza camicia 160 mm	1 pz
LLG07021967	Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 14/23, lunghezza camicia 250 mm	1 pz
LLG07021968	Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 250 mm	1 pz
LLG07021969	Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 250 mm	1 pz
LLG07021970	Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 400 mm	1 pz
LLG07021971	Condensatore DURAN® Liebig, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 400 mm	1 pz

