

**Condensatore per distillazione, in vetro DURAN®****Duran**

Condensatore per distillazione, con serpentina, in vetro DURAN®. Applicazione tipica: separazione per distillazione.

Con 2 giunti di smerigliati standard e 2 raccordi filettati per tubi in plastica.



| Code        | Description                                                                                                                          | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07021976 | Condensatore per distillati DURAN® Coil, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 300 mm | 1 pz      |
| LLG07021977 | Condensatore per distillati DURAN® Coil, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 300 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

