

**Condensatore per distillazione, in vetro DURAN®****Duran**

Condensatore per distillazione, con serpentina, in vetro DURAN®. Applicazione tipica: separazione per distillazione.

Con 2 giunti di smerigliati standard e 2 raccordi filettati per tubi in plastica.



Code	Description	Packaging
LLG07021976	Condensatore per distillati DURAN® Coil, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 300 mm	1 pz
LLG07021977	Condensatore per distillati DURAN® Coil, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 300 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

