

**Connettore per acqua, in DURAN****Duran**

Tubo in vetro DURAN®, con due collegamenti per tubo flessibile. Prodotto in vetro borosilicato 3.3 Le olive per tubi flessibili consentono il collegamento agli apparecchi da laboratorio.



Code	Description	Packaging
LLG06900990	Connettore per acqua 6 x 115 mm, doppio, DURAN	1 pz
LLG07054679	Connettore per acqua 8 x 115 mm, doppio, DURAN	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

