



Crogioli filtranti, DURAN

Duran

Crogioli filtranti, in vetro DURAN®, con buona resistenza agli sbalzi termici e chimica. Autoclavabili a 121 °C. Conformi agli standard USP.



Code	Description	Packaging
LLG09052003	Crogioli filtranti, DURAN, 63D, porosità 3, cap. 8 ml, diam. 24 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG09052012	Crogioli filtranti, DURAN, 10D, porosità 2, cap. 15 ml, diam. 28 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG09052013	Crogioli filtranti, DURAN, 10D, porosità 3, cap. 15 ml, diam. 28 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

