

**Cuscinetti per agitatori KPG, con tappo a vite****Duran**

Cuscinetti per agitazione DURAN® KPG®. Intercambiabili, con cono smerigliato standard ed estremità filettata con tappo a vite intercambiabile.



Code	Description	Packaging
LLG09197361	Cuscinetti per agitatori KPG, HB 10, con tappo a vite e cono smerigliato, diam. 10 x h 35 mm, filettatura GL30, cono NS 24/29	1 pz
LLG09197362	Cuscinetti per agitatori KPG, HB 10, con tappo a vite e cono smerigliato, diam. 10 x h 35 mm, filettatura GL30, cono NS 29/32	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

