

**Neutralizzante liquido Deconex 26 Plus, a base di acidi inorganici****Borer Chemie**

Neutralizzante Deconex 26 Plus, a base di acido inorganico, per pre-lavaggio, liquido.

Per utilizzo con lavavetreria automatico.

Deconex® 26 PLUS è usato in laboratorio come neutralizzante acido dopo la pulizia con detergenti alcalini o leggermente alcalini.

Può essere usato per la rimozione di depositi solubili acidi.

Caratteristiche

- A base di acido organico.
- Esente da surfattanti.
- Rimuove residui alcalini.
- Rimuove residui di calce dalle lavavetrerie.
- Può essere utilizzato in combinazione con detergenti alcalini.
- L'uso Deconex 26 Plus riduce i cicli di risciacquo e il consumo d'acqua.
- Nell'industria lattiero-casearia è utile per prevenire e rimuovere residui di depositi solubili in acidi.
- Particolarmente adatto per utilizzo in ambiente veterinario.
- La dose ottimale dipende dalla quantità di residui alcalini.



Code	Description	Packaging
LLG09192917	Neutralizzante liquido Deconex 26 Plus, acido fosforico, in tanica da 7 kg, liquido, UN 1805, cl.8, ADR, confezione gr.III	1 pz
LLG09192918	Deconex 26 Plus, tanica da 12 kg di acido fosforico, liquido UN 1805, cl.8, ADR, confezione gr.III	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

