



Buretta automatica secondo Pellet, 25 ml, grad. 0.05 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto in PTFE, SENZA BOTTGLIA

Hirschmann Laborgeräte

Buretta automatica secondo Pellet, 25 ml, grad. 0.05 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto in PTFE, SENZA BOTTGLIA. Graduazioni blu, rubinetto con valvola intermedia.



Code	Description	Packaging
LLG04013123	Buretta automatica secondo Pellet, 25 ml, grad. 0.05 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto in PTFE, SENZA BOTTGLIA	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

