

**Provette PCR singole****Ratiolab**

Provette per PCR.

- In polipropilene puro (PP);
- Trasferimento di calore rapido e omogeneo grazie al design delle pareti sempre ultrasottile;
- Perfettamente compatibile con tutte le principali marche di termociclatori grazie alla produzione precisa;
- Prive di DNasi, RNasi e DNA;
- Tappi progettati per una tenuta ermetica per ridurre l'evaporazione del campione, facile apertura e chiusura;
- Adatte a Real Time PCR.



Code	Description	Packaging
LLG04653832	Provette PCR singole da 0,2 ml con tappo a cupola	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

