



Tubo di alimentazione telescopico, da 1 a 10 ml, 150-255 mm, in FEP, per i dispenser Calibrex 520/525/530

SOCOREX

Tubo di alimentazione telescopico.
Regolabile in lunghezza, si adatta immediatamente alle dimensioni della
bottiglia.



Code	Description	Packaging
LLG04662826	Tubo di alimentazione telescopico, da 1 a 10 ml, 150-255 mm, in FEP, per i dispenser Calibrex 520/525/530	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

