

**Filtri a membrana Nuclepore 25 mm PC, 2,0 µm****Cytiva**

I filtri a membrana Nuclepore sono adatti per un'ampia gamma di tipi di campioni e applicazioni, tra cui biosaggi, microscopia, citologia, parassitologia, alcune analisi dell'aria e oceanografia, biologia cellulare e analisi dell'ambiente.

Dimensione dei pori altamente definita ed elevata densità dei pori.

Basso legame con le proteine e bassi estratti per ridurre al minimo il rischio di contaminazione del campione.

Elevata resistenza chimica e buona stabilità termica.

Basso contenuto in ceneri.

Superficie liscia e piatta.

Le membrane in polycarbonato Nuclepore sono realizzate con film di polycarbonato di alta qualità e hanno dimensioni dei pori ben definite, portate elevate ed eccellente resistenza chimica e termica. Le membrane hanno una superficie liscia e piana e presentano livelli molto bassi di estraibili.



Code	Description	Packaging
LLG04682199	Filtri a membrana Nuclepore 25 mm PC, 2 µm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

