

**Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput****SP Wilmad Labglass**

Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput.
I tubi NMR ad alto rendimento sono realizzati in vetro borosilicato di tipo I, classe A.
Progettati per un uso regolare nella maggior parte degli spettrometri NMR a bassa e media lunghezza d'onda.
Una delle migliori tolleranze OD del settore.
Corretto adattamento al rotore garantito.
Verificati al 100% per difetti su superfice e in dimensioni.



Code	Description	Packaging
LLG04683521	Provetta per campioni NMR, da 3 mm, con tappo, 7" L, High-Throughput	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

