

**Kit di filtrazione Sartoclear® Dynamics Lab V, 50 mL, 1g****Sartorius**

I kit Sartoclear Dynamics® Lab permettono di eseguire la chiarificazione e la filtrazione sterile in un unico step.

Eliminano completamente il passaggio in centrifuga altrimenti necessario per chiarificare i campioni, semplificano il processo e consentono l'efficace chiarificazione e sterilizzazione delle colture cellulari.

- Un solo passaggio per la raccolta di colture di cellule di mammifero;
- Kit pronti per l'uso;
- Filtrazione rapida e senza sforzo;
- Filtrazione di 50 mL fino a 1 L di colture di cellule di mammifero con i kit

Sartoclear Dynamics® Lab V: buste di coadiuvante di filtrazione DE abbinate a unità filtranti sotto vuoto Sartolab® RF per la filtrazione sterile.



Code	Description	Packaging
LLG04685397	Kit di filtrazione Sartoclear® Dynamics Lab V, 50 mL, 1 g, pori 0.22 µm	24 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

