



Tappo filtrante piatto FastCap™, membrana in PES, Ø 90 mm, 0,2 µm, sterile

Tappo filtrante piatto FastCap™, membrana in PES, Ø 90 mm, 0,2 µm, sterile.

Filtra, velocemente e in modo economico, fino a 5 litri di liquido.

Applicare semplicemente all'imboccatura della bottiglia, applicare il vuoto e far partire il processo di filtrazione.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

