

**Imbuto ARNOLD con coperchio, GL45****SCAT**

Imbuto ARNOLD con coperchio, GL45.

In PE-HD, con paraspruzzi e 2 setacci rimovibili.

Diametro dell'imbuto = 200 mm.

Assicura protezione grazie al coperchio incernierato con doppia guarnizione: nemmeno i residui dei solventi più peridolosi possono fuoriuscire.

Flussi più elevati sono possibili eliminando la valvola a sfera.

Il para-spruzzi e i setacci sono un'ulteriore garanzia di sicurezza.



Code	Description	Packaging
LLG04688631	Imbuto ARNOLD con coperchio, GL45	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

