

**Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu****Trajan Scientific**

Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu. In silicone.
Affidabile controllo della pressione del gas carrier in ingresso.
Può essere perforato e rigillato molte volte senza che pezzi del setto rimangano nel sistema di iniezione.
Raccomandato per applicazioni a bassa temperatura.



Code	Description	Packaging
LLG04691937	Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

