



Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu

Trajan Scientific

Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu. In silicone.

Affidabile controllo della pressione del gas carrier in ingresso.

Può essere perforato e rigillato molte volte senza che pezzi del setto rimangano nel sistema di iniezione.

Raccomandato per applicazioni a bassa temperatura.



Code	Description	Packaging
LLG04691937	Setto per GC, diam. esterno 12.7 mm, blu	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

