



Vetrino con 3 cavità, spessore 1,2-1,5 mm, dim, 76x26 mm, bordi molati

BRAND


Vetrini per microscopio, spessore 1.2 - 1.5 mm, con cavità concava, bordi smerigliati.

Trasparenti.

Vetro ottico, classe idrolitica 3.

Dimensioni mm: 76 x 26.

Concavità di 15 - 18 mm Ø, profondità 0.6 - 0.8 mm.



Code	Description	Packaging
LLG04711551	Cavity slide w.concav. thick. 1,2-1,5 mm 76x26 mm ground edges pack of 50	50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

