

**Sacchetti di sterilizzazione, a soffietto****STERIFIT**

Buste con soffietto dotate di indicatore per cicli a vapore e a ossido di etilene. Gli indicatori e tutte le informazioni richieste sono stampate sul lato carta in modo sicuro.

Prodotti conformi alle norme ISO EN 11607-1 e EN 868-5 e al Regolamento MDR.



| Code        | Description                                                                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04717877 | Sacchetti per sterilizzazione, a soffietto 100 x 50 x 300 mm, confezione da 600 pezzi | 600 pz    |
| LLG04717880 | Sacchetti di sterilizzazione, a soffietto 300 x 65 x 550 mm, confezione da 300        | 300 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

