



Sacchetti di sterilizzazione, a soffiutto

STERIFIT

Buste con soffiutto dotate di indicatore per cicli a vapore e a ossido di etilene.
Gli indicatori e tutte le informazioni richieste sono stampate sul lato carta in modo sicuro.
Prodotti conformi alle norme ISO EN 11607-1 e EN 868-5 e al Regolamento MDR.



Code	Description	Packaging
LLG04717877	Sacchetti per sterilizzazione, a soffietto 100 x 50 x 300 mm, confezione da 600 pezzi	600 pz
LLG04717880	Sacchetti di sterilizzazione, a soffietto 300 x 65 x 550 mm, confezione da 300	300 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

