

**Centrifuga Micro FC5515R V1****Ohaus**

Microcentrifuga, max 15.200 giri/min., RCF max 21.953 x g, refrigerata.

Le centrifughe Frontier Micro offrono un funzionamento ad alta velocità per una vasta gamma di applicazioni essenziali di laboratorio, come la preparazione del DNA/RNA, l'ultrafiltrazione e altro ancora. I rotori a biocontenimento consentono la ricerca su campioni pericolosi. Progettate pensando alla comodità di utilizzo, queste centrifughe sono dotate di un'interfaccia intuitiva che rende tutti i parametri chiave immediatamente accessibili per l'osservazione o la regolazione. Il design compatto consente di risparmiare spazio sul banco di lavoro in laboratorio..

Microcentrifughe da banco affidabili ideali per applicazioni di laboratorio ad alta velocità.

Rotori flessibili per diverse applicazioni di centrifugazione.

Le centrifughe Frontier Micro offrono un rotore per microprovette da 1,5/2 ml con opzione di biocontenimento. Ulteriori opzioni del rotore supportano microprovette da 5 ml, colonne di affinità, strisce per PCR e tubi capillari per ematocrito.

Pannello di controllo intuitivo per un facile utilizzo.

Progettate per un comodo utilizzo, le centrifughe Frontier Micro sono dotate di un'interfaccia intuitiva di controllo, che consente un funzionamento reattivo anche indossando i guanti.

Spazio in laboratorio massimizzato: le centrifughe Frontier Micro consentono di risparmiare spazio prezioso sul banco di laboratorio integrando tutte le loro funzionalità in un minimo ingombro.

LCD, retroilluminato, 2 righe.

Motore silenzioso senza spazzole, ingombro ridotto.

Elevato flusso di lavorazione di campioni, funzione di controllo multi-sicurezza e programma personalizzato.



Code	Description	Packaging
LLG04721356	Centrifuga Micro FC5515R V1	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

