

**Centrifuga Multi FC5816R V1 230 V****Ohaus**

Le centrifughe Frontier 5000 Multi-Pro sono progettate per un uso universale in molteplici applicazioni nei laboratori di ricerca, industriali e clinici e possono essere combinate con la nostra gamma di rotori e accessori per un uso personalizzato. Disponibili in 11 modelli con portate da 0,2 ml a 4 × 1000 ml e prestazioni ad alta velocità al massimo volume, identificazione automatica del rotore e funzionalità di sicurezza.

Centrifughe universali potenti e versatili per tutte le applicazioni di laboratorio.

Design intuitivo e di facile utilizzo.

Progettazione di standard elevato affidabile e resistente.

Applicazioni: Separazione centrifuga, preparazione generica per campioni, pellettizzazione delle cellule, separazione delle proteine, separazione dell'acido nucleico, concentrazione cellulare, separazione chimica, diagnostica, preparazione ambientale per campioni, elaborazione del campione ematico.

Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato.

Camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con coperchio in plastica in policarbonato/ABS.

Dieci velocità di accelerazione e decelerazione, selezione del tempo di esecuzione da 10 secondi a 99 ore 59 minuti o continua, rapide rotazioni, sistema di refrigerazione senza CFC, indicazione della temperatura del campione (modelli refrigerati), sistema di blocco del coperchio, massima protezione, doppio sensore di squilibrio.



Code	Description	Packaging
LLG04721358	Centrifuga Multi FC5816R V1 230 V	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

