

**Centrifuga Multi FC5720R V1 230 V****Ohaus**

Le centrifughe Frontier 5000 Multi-Pro sono progettate per un uso universale in molteplici applicazioni nei laboratori di ricerca, industriali e clinici e possono essere combinate con la nostra gamma di rotori e accessori per un uso personalizzato. Disponibili in 11 modelli con portate da 0,2 ml a 4 × 1000 ml e prestazioni ad alta velocità al massimo volume, identificazione automatica del rotore e funzionalità di sicurezza.

Centrifughe universali potenti e versatili per tutte le applicazioni di laboratorio. Le nostre centrifughe multifunzione offrono una piattaforma di centrifugazione ad alta velocità che può essere personalizzata per soddisfare le esigenze del flusso di lavoro usando un'ampia gamma di rotori e accessori.

Il design intuitivo delle centrifughe e dei relativi accessori consente un accesso semplificato alle impostazioni dei parametri e un passaggio rapido tra le applicazioni. Includono un sistema di riconoscimento dei rotori automatico e un display LCD.

Le prestazioni di queste centrifughe si basano su uno standard di progettazione tedesco e componenti di elevata qualità per un uso affidabile. Costruite con acciaio inossidabile resistente agli agenti chimici per garantire la durata nell'uso in laboratori.

Applicazioni: separazione centrifuga, preparazione generica per campioni, pellettizzazione delle cellule, separazione delle proteine, separazione dell'acido nucleico, concentrazione cellulare, separazione chimica, diagnostica, preparazione ambientale per campioni, elaborazione del campione ematico.

Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato.

Progettata per essere utilizzata con diversi rotori e accessori.

Camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con coperchio in plastica in polycarbonato/ABS.

Dieci velocità di accelerazione e decelerazione, selezione del tempo di esecuzione da 10 secondi a 99 ore 59 minuti o continua, rapide rotazioni, sistema di refrigerazione senza CFC, indicazione della temperatura del campione (modelli refrigerati), sistema di blocco del coperchio, massima protezione, doppio sensore di squilibrio.



| Code        | Description                       | Packaging |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| LLG04721359 | Centrifuga Multi FC5720R V1 230 V | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

