

**Provette di idrazina 0,25/cad.****Dräger Safety**

Provette di idrazina 0,25/cad.

Provette in vetro.

100 ml di campione di aria vengono veicolati nella provetta con Dräger Accuro®.

Se il gas target è presente, la sostanza interna alla provetta cambia colore, la lunghezza d'onda del colore quantifica la concentrazione.



Code	Description	Packaging
LLG06054205	Provette di idrazina 0,25/cad.	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

