



Cuvette cilindriche 120-QX, spessore 10 mm, in quarzo SUPRASIL® 300, macro, con tappo in PTFE

Hellma

Cuvette cilindriche 120-QX, spessore 10 mm, in quarzo SUPRASIL® 300, macro, con tappo in PTFE. Volume 2800 µl. Dimensioni esterne 12.5 mm. Numero finestre: 2.



Code	Description	Packaging
LLG06056058	Cuvette cilindriche 120-QX, spessore 10 mm, in quarzo SUPRASIL® 300, macro, con tappo in PTFE	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

