

**Igrometro universale****Amarell**

Igrometro universale 0.700 - 2.000:0,02 g/cm³, temperatura di riferimento 20°C, senza termometro, lungh. 280 mm.

La misura della densità effettuata dagli igrometri senza termometro può essere utilizzata per molte misure di gravità specifica.

- Accuratezza $\pm 1 \text{ g/cm}^3$.
- Incrementi 0.002 g/cm³.
- Lunghezza: 280 mm.
- Temperatura di riferimento: 20 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06076085	Igrometro universale 0.700 - 2.000:0,02 g/cm ³ , temperatura di riferimento 20°C, senza termometro, lungh. 280 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

