

**Provette per centrifuga, ASTM, cilindriche, in vetro****Lenz**

Provette con fondo conico in accordo alla ASTM D 91, capacità: 100 ml, possono essere usate fino a RCF 700 (forza centrifuga relativa), lunghezza max 203 mm, in vetro DURAN®.



Code	Description	Packaging
LLG06204706	Provette per centrifuga, ASTM, cilindriche, in vetro	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

