



Buretta automatica secondo Pellet, 50 ml, grad. 0.1 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto laterale in PTFE con valvola intermedia, graduazioni blu, lungh. 500 mm, SENZA BOTTIGLIA

Hirschmann Laborgeräte

Buretta automatica secondo Pellet, 50 ml, grad. 0.1 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto laterale in PTFE con valvola intermedia, graduazioni blu, lungh. 500 mm, SENZA BOTTIGLIA.



Code	Description	Packaging
LLG06206585	Buretta automatica secondo Pellet, 50 ml, grad. 0.1 ml, classe AS, DURAN®, vetro trasparente, conformità certificata, con rubinetto laterale in PTFE con valvola intermedia, graduazioni blu, lungh. 500 mm, SENZA BOTTIGLIA	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

