

**Navicelle per pesata a forma di diamante, in polistirene, 100 ml, nere****Kartell**

Le navicelle per pesata modello DS (forma a diamante) sono state appositamente studiate per eseguire con facilità pesate di precisione.

Il modello DS è disponibile nel colore bianco o nero in modo da assicurare un eccezionale contrasto secondo il colore del campione da pesare.

- Non sono contaminanti (HIPS idrofobico);
- Si deformano con facilità a forma di imbuto;
- Superficie liscia e angoli interni arrotondati per facilitare il travaso dei campioni;
- Peso tara molto riproducibile: variazione minore del 5%;
- Antistatiche;
- In PS antiurto.



Code	Description	Packaging
LLG06231838	Navicelle per pesata, in polistirene, 100 ml, nere	250 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

