

**Aspiratore per pipette, 1-10 ml, diam. 40 x 100 h mm****Kartell**

Aspiratore e dosatore di sicurezza per pipette.

Utile per aspirare con una pipetta liquidi pericolosi, evitando di respirarne i vapori, e per effettuare con rapidità prelievi ripetuti dello stesso volume (fino a 10 ml).

Riempimento della pipetta con la semplice pressione del pulsante.

Facile taratura, nell'intervallo da 1 a 10 ml, mediante la rotazione della ghiera superiore.

Corpo realizzato in ABS giallo, con graduazione di riferimento della posizione della ghiera di regolazione.

Materiali: ABS, HDPE E PA6.



Code	Description	Packaging
LLG06236325	Aspiratore per pipette, 1-10 ml, diam. 40 x 100 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

