



Adattatore in gomma, diam. 23 mm, altezza 10 mm, per beute da vuoto da 100 ml

ISOLAB

Adattatore in gomma, diam. 23 mm, altezza 10 mm, per beute da vuoto da 100 ml.

In gomma naturale con design speciale che mantiene l'imbuto e la beuta sempre allineati.

Questo adattatore permette anche la protezione da eventuali impatti. Inoltre, crea una sigillatura pulita tra il bordo della beuta e il collo dell'imbuto.



Code	Description	Packaging
LLG06240984	Adattatore in gomma, diam. 23 mm, altezza 10 mm, per beute da vuoto da 100 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

