



Adattatore diam. 33 mm, altezza 15 mm, per beute filtranti 250-500 ml

ISOLAB

Adattatore diam. 33 mm, altezza 15 mm, per beute filtranti 250-500 ml. In gomma naturale, il design particolare permette di mantenere centrato l'imbuto e la beuta filtrante. Riduce il danno in caso di urto. Forma una sigillatura pulita tra il bordo della beuta e il cono dell'imbuto.



Code	Description	Packaging
LLG06240985	Adattatore diam. 33 mm, altezza 15 mm, per beute filtranti 250-500 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

