



Guarnizioni in silicone con rivestimento in PTFE GL 45, 42x26 mm, con foro

Lenz-Laborglas

Guarnizioni per la protezione di perdite di liquido.
In silicone (VMQ) con rivestimento in PTFE incollato.
Da utilizzare con tappi a vite.



Code	Description	Packaging
LLG06243040	Guarnizioni in silicone con rivestimento in PTFE GL 45, 42x26 mm, con foro, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 CONF. O MULTIPLI DI 10 CONF.	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

