

**Clip per giunti sferici Keck™, in POM****Duran**

- Realizzato in POM;
- Eccellente stabilità dimensionale e buone proprietà di tenuta della molla;
- Nessun danneggiamento della superficie del vetro durante il fissaggio, a differenza delle pinze convenzionali in filo;
- Facile, sicuro e veloce da mettere e togliere;
- Codifica colore per distinguere velocemente la dimensione della clip;
- Alternativa economica ai morsetti sferici convenzionali in metallo.



Code	Description	Packaging
LLG06243156	KECK-clip per giunti sferici POM, blu scuro, per S 19	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

