

**Agitatore orbitale Orbit LS****Corning**

Agitatore orbitale Orbit LS. Per la colorazione e la decolorazione di gel. Dotato di una piattaforma di 30 x 30 cm coperta da un tappeto anti-scivolo. Utilizzabile in camera fredda o in incubatori.

- Velocità 3-60 rpm / incremento: 10 min.
- Carico massimo: 5 kg.
- Timer 20 - 120 min o in continuo.
- Movimento orbitale circolare 19 mm.
- Gamma temperatura: +4 °C / 70 °C.
- Dim. est. (L x p x h): 25,5 x 32 x 16 cm / peso: 6 kg.
- Voltaggio 230V 50/60Hz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

