



Provette cilindriche in PS, con tappo a vite

Kartell

Provette realizzate in polistirene, dotate di tappo a vite.



Code	Description	Packaging
LLG06261102	Provetta con tappo a vite, cilindrica, in PS, cap. 20 ml, Ø 16 mm, h 150 mm, non sterile	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

