



Guarnizione di ricambio, in PP, autoclavabile fino a 140°C, trasparente, per bottiglie in Pirex

DWK Life Sciences

Guarnizione di ricambio, in PP, autoclavabile fino a 140°C, trasparente. Assicura lo spillamento senza gocciolio. Per utilizzo con bottiglie in Pirex con filettatura a vite GL 45.



Code	Description	Packaging
LLG06261208	Guarnizione di ricambio, resistente fino a 140 °C, trasparente, GL45	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

