

**Colorimetro spettrofotometrico PFXi-195/3 con RCMSi****Tintometer**

Colorimetro per misure in olii scuri e grassi.

- Con tecnologia RCMSi integrata per calibrazione in remoto;
- Misura del colore automatica e non-soggettiva;
- Dati affidabili in conformità agli standard internazionali;
- Struttura in acciaio: molto robusta e chimicamente resistente.

Fornitura

Strumento PFXi, alimentatore esterno, 3 tipi di cavi di alimentazione: UK, EU e US, cavo USB e LAN, guida rapida, chiavetta USB (contenente manuale), RCMSi Starter Pack, certificato di conformità, scatola accessori con lampada alogena 5 volt, filtro di conformità, cella 1 x W600/OG/10.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06265476	Colorimetro spettrofotometrico PFXi-195/3 con confezione RCMSi	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

