



Tappi a pressione per provette, in PE, Ø 33 mm, per provette Ø 35 mm

Kartell

Tappi a pressione per provette, in PE, Ø 33 mm, per provette Ø 35 mm.
Si adattano perfettamente alle provette in plastica e in vetro.
E' consentita la sterilizzazione per irraggiamento.



Code	Description	Packaging
LLG06267950	Tappi a pressione per provette, in PE, Ø 33 mm, per provette Ø 35 mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

