



Bilancia Ranger 7000 R71MD35-EU 15 kg / 0,2 g, piatto di pesata 311x377 mm

Ohaus

Bilancia Ranger 7000 R71MD35-EU 15 kg / 0,2 g, piatto di pesata 311x377 mm.
Bilancia di conteggio top della gamma per le più complesse applicazioni di pesatura industriale.

- Portata massima: 15 kg;
- Risoluzione: 0,2 g;
- Risoluzione (certificata): 2 g;
- Dimensioni piattaforma (LxL): 311 mm x 377 mm;
- Autonomia batteria: 12 ore con batteria ricaricabile;
- Ingresso della seconda bilancia: Sì;
- Comunicazione: seconda RS232 (disponibile come accessorio); Ethernet (disponibile come accessorio); USB (inclusa); RS232 (inclusa);
- Dimensioni: 467 mm x 128 mm x 377 mm (LxAxL);
- Display LCD grafico 4,3/10,9 cm TFT";
- Capottina di protezione: inclusa;
- Linearità: $\pm 0,4$ g;
- Peso netto: 9,9 kg;
- Uscite: 2 ingressi/4 uscite I/O digitali;
- Struttura della piattaforma: acciaio inossidabile;
- Alimentazione: batteria ricaricabile (non inclusa); alimentazione AC (inclusa);
- Grado di protezione: IP54;
- Campo di tara: fino alla portata massima per sottrazione;
- Unità di misura: grammo; chilogrammo; libbra; oncia; personalizzato; libbra:onzia;
- Ambiente di lavoro: da -10 °C a 40 °C, 80% UR, senza condensa.

Applicazioni

Pesata, conteggio pezzi con ottimizzazione automatica, pesata percentuale, controllo del peso avanzato, pesata dinamica/di animali, Display Hold, riempimento, formulazione, pesatura differenziale, determinazione della densità.

Display

Display 4,3" (109 mm) con risoluzione grafica WQVGA a colori e luminosità controllata dall'utente.

Funzionamento



Adattatore CA (incluso) o batteria ricaricabile (accessorio venduto separatamente).

Comunicazione

Porta di comunicazione ad accesso facilitato inclusa USB standard e RS232 (inclusa) e terza porta opzionale RS232 o Ethernet (accessori venduti separatamente). Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP. Funzione di trasferimento dei dati.

Struttura

Design modulare, armatura in metallo pressofuso, piattaforma rimovibile in acciaio inossidabile, gancio per la pesata da sotto integrato, interruttore di blocco del menu, indicatore di livellamento.

Caratteristiche costruttive

Spie di pesata con funzionamento selezionabile e impostazioni del segnale acustico, più lingue selezionabili, impostazioni ambientali e di stampa automatica selezionabili, indicatore di stabilità, indicatori di sottocarico/sovraccarico, impostazioni di luminosità selezionabili

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**

Code	Description	Packaging
LLG06273485	Bilancia modello Ranger® 7000 -30088846	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

